

PremiSolv™ - Solvant ICP

**“L’odeur du succès, c’est pas d’odeur”
- Pas d’odeur de soufre ni d’aromatiques**

Le solvant inodore ICP PremiSolv™ a été élaboré pour remplacer le kérosène et le xylène utilisés comme diluants pour les analyses de métaux dans les lubrifiants et autres produits organiques par ICP/DCP. PremiSolv™ est proposé soit en conditionnements de 3,78 l pour les applications courantes, soit en bidons de 18,9 litres pour les consommations importantes. Les caractéristiques de PremiSolv™ sont :

- Fourni avec un certificat d’analyse de traces portant sur 34 éléments et le soufre,
- Une toxicité extrêmement faible par rapport au kérosène ou au xylène,
- Pas d’odeur de soufre ou d’aromatiques permettant d’accroître le confort des utilisateurs tout en limitant leur exposition,
- Faible dangerosité (Point d’éclair > 93°),
- Permet la dilution des échantillons et des étalons.

Échantillon gratuit
Connectez-vous sur
www.conostan.com
pour plus de détails



Descriptif	# Catalogue
PremiSolv™, 18,9 L	150-700-002
PremiSolv™, 3,78 L	150-700-003
PremiSolv™, Échantillon	150-700-000

CONOSTAN®
Oil Analysis Standards

Tél.: +1 (514) 457-0701 / 1-800-361-6820
Fax: +1 (514) 457-4499 / 1-800-253-5549

**“La référence pour des
analyses de précision”**

Une Division de **SCP SCIENCE**

www.scpscience.com • **www.conostan.com**