

POUR DIFFUSION IMMEDIATE :

SCP SCIENCE commercialise un nouveau et très compact système de minéralisation haute température

Montréal (10 décembre 2007) – Pour répondre aux besoins des laboratoires de petite taille, SCP SCIENCE a ajouté un nouveau produit à sa gamme de systèmes de minéralisation haute température. Auparavant uniquement disponible avec 20 ou 40 positions, le nouveau **DigiPREP HT** 10 positions offre la haute qualité bien connue des systèmes de minéralisation SCP SCIENCE dans un format plus compact et plus économique.

Offrant le même niveau d'adaptabilité et de qualité que ses homologues de plus grande taille, le nouveau **DigiPREP HT** 10 positions bénéficie aussi de nouvelles caractéristiques :

- Portoirs à deux étages recouverts de Teflon, garantissant une excellente résistance à la corrosion et aux acides
- Profondeur de chaque puits graphite accrue de 33%, fournissant un contact amélioré pour des minéralisations plus rapides
- Bloc en graphite enrobé de carbure de silicium, éliminant les risques de torsion et déformation rencontrés avec les blocs en aluminium
- Portoir avec double fenêtre intégrée en verre, ce qui rend plus facile la visualisation des échantillons pendant la minéralisation



A propos de SCP SCIENCE

Fondée en 1980, SCP SCIENCE est une société privée en très forte progression, qui fabrique et distribue des équipements analytiques, des systèmes de minéralisation, des consommables, des standards pour l'étalonnage et le Contrôle Qualité, des réactifs et Matériaux de Référence Certifiés pour la spectroscopie atomique et autres branches de la chimie inorganique. Pour sa partie distribution, SCP SCIENCE commercialise des instruments analytiques au Canada, et les accessoires de spectroscopie de la société CETAC en France.

La maison mère de SCP SCIENCE est située à Montréal, Québec, Canada. La société dispose de locaux supplémentaires au Canada, aux USA, en Europe et en Chine. SCP SCIENCE a dernièrement accru sa gamme de produit avec l'addition de Conostan, le leader mondial pour la fabrication d'étalons dans les huiles, en tant que division de SCP SCIENCE.

Contact:

Carl Chan
Directeur de Marketing
SCP SCIENCE
Tél : (514) 457-0701
Télec : (514) 457-4499
cchan@scpscience.com

###

É-U

348 Route 11
Champlain, NY
12919-4816
Tél : 1-800-361-6820
Télec : 1-800-253-5549

Europe

12, avenue du Québec
Bâtiment I-2, Silic 642
91965 Courtaboeuf CEDEX
Tél : +33 (0) 1 69 18 71 17
Télec : +33 (0) 1 60 92 05 67

Chine

No.2, Building C, Unit 1102
Xi Zhi Men Nan St.
Xi Cheng District, Beijing 100035
Tél : +86 (10) 51905671
Télec : +86 (10) 51905672