

UTILISATEURS AGILENT

OPTIMISEZ VOTRE INTRODUCTION D'ÉCHANTILLONS AVEC

LES TORCHES DÉMONTABLES ET SEMI-DÉMONTABLES POUR SPECTROMÉTRIE ICP DE SCP SCIENCE

- Les torches semi-démontables et démontables, avec injecteurs amovibles, permettent une transition plus rapide entre différentes matrices d'échantillons
- Variété de tailles d'injecteurs en quartz (0,8 mm, 1,4 mm, 1,8 mm, 2,4 mm) avec tube extérieur allongé remplaçable, avec fente
- Vue double (DV) ou vue radiale (RV) selon vos besoins
- La conception Easy-Fit aligne automatiquement la torche et connecte les gaz pour plus de rapidité et de commodité



N° ART.	DESCRIPTION	REPLACE AGILENT	REPLACE AUSSI AGILENT
020-056-160	Série 5100, Démontable, avec injecteur en quartz de 0,8 mm, RV	G8020-68001	
020-056-158	Série 5100, Démontable, avec injecteur en quartz de 1,4 mm, RV	G8020-68007	
020-056-156	Série 5100, Démontable, avec injecteur en alumina de 1,8 mm, RV		G8010-60234
020-056-159	Série 5100, Démontable, avec injecteur en quartz de 1,4 mm, DV	G8020-68002	
020-056-155	Série 5100, Démontable, avec injecteur en quartz de 1,8 mm, DV	G8020-68005	
020-056-157	Série 5100, Démontable, avec injecteur en alumina de 1,8 mm, DV	G8020-68003	G8010-60231
020-056-163	Série 5100, Démontable, avec injecteur en quartz de 2,4 mm, DV	G8020-68004	G8010-60232
020-056-151	Série 5100, Semi-démontable, avec injecteur en quartz de 1,4 mm, DV	G8010-60237	G8012-60000
020-056-153	Série 5100, Semi-démontable, avec injecteur en quartz de 1,8 mm, DV	G8010-60236	G8010-60228
020-056-060	Série 5100, Injecteur en quartz de 0,8 mm	G8020-60805	
020-056-058	Série 5100, Injecteur en quartz de 1,4 mm	G8020-60806	
020-056-054	Série 5100, Injecteur en quartz de 1,8 mm	G8020-60807	
020-056-062	Série 5100, Injecteur en quartz de 2,4 mm	G8020-60808	
020-056-056	Série 5100, Injecteur en alumina de 1,8 mm	G8020-60809	
020-056-020	Série 5100, Ensemble de tubes extérieurs en quartz, DV	G8010-60263	
020-056-022	Série 5100, Ensemble de tubes extérieurs en quartz, RV	G8010-60264	

PROMO

Paquet **GRATUIT** de tubes de pompe en PVC *PlasmaFLOW* ou étalon* ICP **GRATUIT**

(Élément unique, 1000 ppm, 2 x 25 ml) à l'achat de ce torche *PlasmaFLOW*.

*Les éléments suivants sont exclus de tout offre spécial : Be, Sc, Ru, Rh, Pd, Re, Os, Ir, Pt, Au, Tm, Lu.



SIÈGE SOCIAL

CANADA / É.-U.

FRANCE

ALLEMAGNE

ROYAUME-UNI

INDE

Tél. : +1 (514) 457-0701
Fax : +1 (514) 457-4499

Tél. : +1 (800) 361-6820
Fax : +1 (800) 253-5549

Tél. : +33 (0) 1 69 18 71 17
Fax : +33 (0) 1 60 92 05 67

Tél. : +49 (0) 8342-89560-61
Fax : +49 (0) 8342-89560-69

Tél. : +44 (800) 368 6147

Tél. : +91 9790975795