

LE LEADER MONDIAL DES TUBES DE DIGESTION JETABLES

Caractéristique RackLock permet la fermeture du bouchon avec une main

Jetables - Élimine le besoin de nettoyer les béchers

Graduations Classe A 50 ml et 100 ml pour des dilutions faciles et précises

Teneur en métal extrêmement faible pour éliminer la contamination

Bouchon sans fuite

Utilisé avec les systèmes DigiPREP ou d'autres blocs de digestion en graphite

Ce récipient universel à usage unique, tout-en-un, permet d'économiser du temps, de l'argent et élimine le besoin de stocker 5 récipients différents



Le DigiTUBE révolutionnaire remplace:

Fioles jaugées

Cylindres gradués

Tubes Autosampler

Contenants de stockage

Récipients de digestion

Connaissez-vous le certificat d'étalonnage DigiTUBE ?

Chaque caisse de DigiTUBE vient complète avec un certificat d'étalonnage spécifique au lot qui garantit une tolérance de Classe A aux marques 50 ml et 100 ml* de chaque DigiTUBE. Qualité, consistance, et efficacité du coût... C'est la façon **SCP SCIENCE**.

* pour DigiTUBE 100 ml.

Aussi disponible pour salle blanche

Les DigiTUBEs sont disponibles dans un emballage rétractable pour éliminer la contamination causée par le stockage et la manipulation.



SIÈGE SOCIAL

Tél. : +1 (514) 457-0701
Fax : +1 (514) 457-4499

CANADA / É.-U.

Tél. : +1 (800) 361-6820
Fax : +1 (800) 253-5549

FRANCE

Tél. : +33 (0) 1 69 18 71 17
Fax : +33 (0) 1 60 92 05 67

ALLEMAGNE

Tél. : +49 (0) 8342-89560-61
Fax : +49 (0) 8342-89560-69

ROYAUME-UNI

Tél. : +44 (800) 368 6147

INFORMATION POUR LA COMMANDE

	N° de Cat.	Description	Quantité / Emballage
DigiTUBEs en vrac	010-515-261	DigiTUBEs 15 ml RL avec bouchons	1620
	010-515-262	DigiTUBEs 15 ml RL sans bouchons	1620
	010-515-263	DigiTUBEs 15 ml NRL avec bouchons	1620
	010-515-264	DigiTUBEs 15 ml NRL sans bouchons	1620
	010-515-361	DigiTUBEs 15 ml RL avec bouchons	540
	010-515-363	DigiTUBEs 15 ml NRL avec bouchons	540
	010-500-261	DigiTUBEs 50 ml RL, bouchons bleus	750
	010-500-262	DigiTUBEs 50 ml RL, sans bouchons	750
	010-500-263	DigiTUBEs 50 ml NRL, bouchons bleus	750
	010-500-264	DigiTUBEs 50 ml NRL, sans bouchons	750
	010-501-261	DigiTUBEs 100 ml RL, bouchons bleus	300
	010-501-262	DigiTUBEs 100 ml RL, sans bouchons	300
	010-501-263	DigiTUBEs 100 ml NRL, bouchons bleus	300
	010-501-264	DigiTUBEs 100 ml NRL, sans bouchons	300
Le HandyPAK de 50 ml contient 25 DigiTUBEs emballés sous film rétractable pour éliminer la contamination pendant le stockage ou le transport (30 paquets, capuchons bleus fournis dans un sachet séparé). HandyPAK Plus dispose de 24 DigiTUBEs fermés dans des portoirs de stockage, emballés sous film rétractable (20 paquets).	010-500-362	HandyPAK , DigiTUBE 50 ml RL, bouchons bleus, emballés avec film rétractable	30 x 25
	010-500-364	HandyPAK , DigiTUBE 50 ml NRL, bouchons bleus, emballés avec film rétractable	30 x 25
	010-500-461	HandyPAK Plus, DigiTUBE 50 ml RL, bouchons bleus, emballés avec film rétractable	20 x 24
	010-500-463	HandyPAK Plus, DigiTUBE 50 ml NRL, bouchons bleus, emballés avec film rétractable	20 x 24
Le HandyPAK de 100 ml contient 9 DigiTUBEs emballés sous film rétractable pour éliminer la contamination pendant le stockage ou le transport (34 paquets, capuchons bleus fournis dans un sachet séparé). HandyPAK Plus dispose de 12 DigiTUBEs fermés dans des portoirs de stockage, emballés sous film rétractable (24 paquets)	010-501-362	HandyPAK , DigiTUBE 100 ml RL	9 x 34
	010-501-364	HandyPAK , DigiTUBE 100 ml NRL	9 X 34
	010-501-462	HandyPAK Plus, DigiTUBE 100 ml RL	24 x 12
	010-501-464	HandyPAK Plus, DigiTUBE 100 ml NRL	24 x 12
Portoir de digestion pour DigiTUBEs 15 ml	010-510-023	Portoir de digestion RL à 25 positions pour 15 ml, pour utiliser avec DigiPREP MINI	1
	010-515-027	Portoir de digestion RL à 54 positions pour 15 ml, pour utiliser avec DigiPREP MS	1
Portoir de digestion pour DigiTUBEs 50 ml	010-500-021	Portoir de digestion RL à 24 positions pour 50 ml, pour utiliser avec DigiPREP MS/LS	1
	010-500-025	Portoir de digestion RL à 18 positions pour 50 ml, pour utiliser avec HotBlock	1
	010-505-021	Portoir de digestion RL à 24 positions pour 50 ml, pour utiliser avec DigiPREP Jr.	1
Portoir de digestion pour DigiTUBEs 100 ml	010-501-510	Portoir de digestion RL à 12 positions pour 100 ml, pour utiliser avec DigiPREP Jr.	1
	010-501-530	Portoir de digestion RL à 15 positions pour 100 ml, pour utiliser avec DigiPREP MS	1
	010-501-550	Portoir de digestion RL à 21 positions pour 100 ml, pour utiliser avec DigiPREP LS	1
Montres de verre	010-500-081	Montres de verre jetables en polypropylène, 50 ml	1000
	010-501-081	Montres de verre jetables en polypropylène, 100 ml	500
Portoir de stockage	010-500-026	Portoir de stockage en plastique pour DigiTUBE 50 ml	5
	010-501-028	Portoir de stockage en mousse pour DigiTUBE 100 ml	5
Bouchons	010-515-060	Bouchon, bleu pour DigiTUBE 15 ml	540
	010-515-172	Bouchon, transparent pour DigiTUBE 15 ml	540
DigiTUBEs 50 ml avec code couleur (Choisissez 3 couleurs par boîte de DigiTUBEs)	010-500-060	Bouchons bleus pour DigiTUBEs 50 ml	250
	010-500-130	Bouchons jaunes pour DigiTUBEs 50 ml	250
	010-500-140	Bouchons oranges pour DigiTUBEs 50 ml	250
	010-500-150	Bouchons rouges pour DigiTUBEs 50 ml	250
	010-500-172	Bouchons transparents pour DigiTUBEs 50 ml	250
DigiTUBEs 100 ml avec code couleur	010-501-060	Bouchons bleus pour DigiTUBEs 100 ml	100

SIÈGE SOCIAL

Tél. : +1 (514) 457-0701
Fax : +1 (514) 457-4499

CANADA / É.-U.

Tél. : +1 (800) 361-6820
Fax : +1 (800) 253-5549

FRANCE

Tél. : +33 (0) 1 69 18 71 17
Fax : +33 (0) 1 60 92 05 67

ALLEMAGNE

Tél. : +49 (0) 8342-89560-61
Fax : +49 (0) 8342-89560-69

ROYAUME-UNI

Tél. : +44 (800) 368 6147